

Indicaciones: TODO TIPO DE PIELS (especialmente pieles desvitalizadas, falta de elasticidad y flacidez, envejecimiento prematuro de la piel)

Zona de aplicación: FACIAL (cara , cuello y escote)

Acciones:

- Oxigenación profunda y duradera
- Firmeza y revitalización de los tejidos cutáneos
- Gran aporte de luz
- Alto poder depurificante
- Reducción de arrugas
- Proporciona un aspecto juvenil a la piel

Duración del tratamiento en cabina: 50-60 minutos

Frecuencia del tratamiento: Según el tipo de piel y criterio de la profesional.

PRODUCTOS NECESARIOS

- EMULSIÓN LIMPIADORA NEUTRA (línea mediterránea)
- TÓNICO DE MANDARINA (línea mediterránea)
- ION TOUKI ELASTINA
- CREMA KATA
- SERUM KATA
- GOMANTE DE PERLAS SHU

EXTRALINE



1 - PREPARACIÓN DE LA PIEL:

- Desmaquillar la cara con emulsión limpiadora neutra (mediterránea)
- Retirar todo con esponjitas desechables empapadas en agua y secar bien con toallitas de papel (kleenex)
- Tonificar o brumizar rostro, cuello y escote con TÓNICO DE MANDARINA de la línea mediterránea.
- Realizar una exfoliación con el peeling GOMANTE DE PERLAS SHU

2 - TRATAMIENTO:

- Aplicar una ampolla ION TOUKI elastina, ideal para pieles desvitalizadas. Masajear hasta su total absorción.
- Realizar un modelaje facial de unos 10-15 minutos con la crema de oxígeno KATA
- Aplicar la MASCARILLA BIJIN y dejar actuar 10-15 minutos. (Mejor aplicar una gasa debajo de la mascarilla).
- Retirar la mascarilla con agua tibia.
- Tonificar con TÓNICO DE MANDARINA
- Finalizar el tratamiento con unas gotas de serum KATA de 15ml y la crema de oxígeno KATA por rostro, cuello y escote.



3 - PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO EN CASA:

crema + serum KATA