

# TRATAMIENTO DE SARCODES REAFIRMANTE

**Indicaciones:** TODO TIPO DE PIELES

**Zona de aplicación:** Zonas precisas.

**Acciones:**

- Aumenta la cohesión del tejido de sostén
- Tonifica y da firmeza reforzando las fibras de sostén
- Restablece el equilibrio hidro-salino extracelular
- Antiinflamatorio
- Regenerador
- Mejora el estado de la piel desnutrida

**Duración del tratamiento en cabina:**60 minutos

**Frecuencia del tratamiento:** Según el tipo de piel y criterio de la profesional.



## PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

1	Limpiar la piel de la zona que vayamos a trabajar.
2	Examinar la piel y realizar un peeling con sales yodadas o bien con exfoliante de frutas.
3	Aplicar crema térmica empezando por la planta de los pies y seguidamente en piernas, abdomen y espalda con masaje profundo.
4	Sin retirar aplicar el primer serum (5cc) solo en las zonas precisas y planta de los pies. Seguidamente aplicar el segundo serum de igual modo que el primero. (recomendamos la aplicación en los ganglios linfáticos)
5	Se pueden aplicar con la siguiente aparatología: <ul style="list-style-type: none"><li>•RADIOFRECUENCIA</li><li>•MESOTERAPIA VIRTUAL (electroporación o mesoporación)</li><li>•IONTOFORESIS (polo negativo)</li><li>•VACUUM-TERAPIA</li><li>•TERMOTERAPIA</li><li>•PRESOTERAPIA</li></ul>
6	Aplicar crema reafirmante con masaje profundo de 15 minutos.
7	Retirar el exceso de producto y limpiar la piel.
8	Para finalizar , aplicaremos la crema reafirmante por toda la zona tratada.



\*Para quienes deseen agregar una envoltura recomendamos el lodo vulcano